


Sanit SURFA T-Plus



Toallitas desinfectantes de superficies



100 u.



pH 6,5 ±0.5

UNE-EN 13697 Bactericida - Fungicida

UNE-EN 16615 Bactericida - Levuricida



Cloruro de didecildimetilamonio (DDAC)
4,48 g de líquido desinfectante por toallita
Toallita de 235 x155 mm (20% Viscosa - 80% Poliéster)

Sanit SURFA T-Plus es un detergente desinfectante indicado para la desinfección por contacto sin aclarado de todo tipo de superficies que toleren agua.

Apto para aplicar sobre aluminio, acero inoxidable, cromo, tungsteno, metacrilato, polietileno y cristal.

Líquido de impregnación Sanit Surfa Plus 764-DES.

- No requiere limpieza previa.
- Apto para todo tipo de materiales.
- 1 toallita por m²

Nº Reg. AEMPS: 788-DES



Registro Desinfectantes Hospitalarios: 0458DS
 Registro Productos Sanitarios: 6128-PS
 ROESP - B-0102-E
 Registro Cosméticos: 1700CS

