

# Sanit ESCOPE®

## DETERGENTE PENTAENZIMÁTICO DE USO MANUAL

Sanit **ESCOPE**® es un detergente líquido pentaenzimático concentrado de uso manual, para la descontaminación y limpieza por inmersión de material médico quirúrgico. Gracias a su compuesto de 5 enzimas más 2 tensioactivos, disuelve todo tipo de restos orgánicos con un alto rendimiento. Su pH neutro y la ausencia de disolventes lo hacen compatible con cualquier, apto para la limpieza con ultrasonidos.

### COMPLEJO PENTAENZIMÁTICO

### APTO PARA TODO TIPO DE MATERIALES

### SIN FOSFATOS

### PH NEUTRO

### BIODEGRADABLE

### APTO PARA UTRASONIDOS



Limpieza en 1 minuto



### USO MANUAL

Adequado para uso manual



### UNA BOTELLA = 1000 LITROS

Una garrafa igual a 1000 litros



Proteasa, amilasa, lipasa, celulasa y mananasa; Tensioactivos no iónicos.



**S.A. PRODER** - Paseo Sanllehy nº 64, 08213 Polinyà - BCN  
 Tel. +34 937 133 938 | info@proderpharma.com · www.proderpharma.com  
 Registro Desinfectantes Hospitalarios: 0458DS  
 Registro Productos Sanitarios: 6128-PS  
 ROESP - B-0102-E  
 Registro Cosméticos: 1700CS

Ref. 9590953 - Envase dosificador 1 l.