

# I-Transformer Lite Auto

Movilidad Eléctrica



**Wellell**

# I-Transformer Lite Auto

## Movilidad Eléctrica

La I-Transformer Lite Auto es la nueva scooter de Wellell con sistema de plegado automático. Al plegarse, la scooter queda de pie en cuestión de segundos sin necesidad de agacharse.

**Ligera:** Sus ruedas, chasis y asiento, fabricados en magnesio, permiten que la scooter pese tan solo 22 kilos.

**Ajustable:** La I-Transformer Lite Auto se adapta a cada usuario, con un mástil regulable en altura y profundidad, y reposabrazos ajustables tanto en altura como en anchura.

**Mayor comodidad:** Gracias a su suspensión trasera absorbe los impactos y vibraciones del pavimento, ofreciendo una conducción más suave y cómoda.

**Fácil de transportar:** Incluye un práctico kit de elevación que hace el traslado de la scooter mucho más sencillo.

## Kit de elevación



## Fácil de plegar:



## Elementos destacados:



Incluye maletín trasero de serie.



Plegado automático con mando. Incluye 2 mandos.



Manillar ergonómico y ajustable en altura y profundidad.



Reposabrazos ajustables en altura y anchura.



Kit de elevación incluido de serie para su fácil transporte.



Amortiguación trasera con llantas de magnesio.



Luz LED delantera.



Incluye cable para plegarla y desplegarla sin necesidad de colocar la batería.



Batería extraíble para su carga.

## Accesorios:



Luz delantera



Luz trasera



Linterna



Cesta delantera plegable



Mochila



Cargador USB



Bolsa lateral



Bolsa de transporte



Medidas en cm

#### Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta  
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain  
T +34 94 4706408  
info@wellell.com



**Wellell**

| Descripción de producto                          | Referencia      |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| I-Transformer Lite Auto                          | 0407011         |
| Descripción de accesorios                        |                 |
| Luz delantera                                    | 04060727        |
| Luz trasera                                      | 04060728        |
| Linterna                                         | 04060473        |
| Cesta delantera plegable                         | 04061963        |
| Cargador USB                                     | 04060771        |
| Mochila                                          | 04061909        |
| Bolsa lateral                                    | 04061561        |
| Bolsa de transporte                              | 04061962        |
| Dimensiones de la caja<br>(largo x ancho x alto) | 45 x 48 x 73 cm |
| Peso total de la caja                            | 26 kg           |

| Especificaciones técnicas                        |                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones desplegada<br>(largo x ancho x alto) | 100 x 48,5 x 69 - 100 cm                                                      |
| Dimensiones plegada<br>(largo x ancho x alto)    | 41 x 48,5 x 72 cm                                                             |
| Peso máximo recomendado                          | 110 kg                                                                        |
| Peso con batería                                 | 22 kg                                                                         |
| Peso sin batería ni<br>reposabrazos              | 19 kg                                                                         |
| Velocidad máxima                                 | 6 km/h                                                                        |
| Pendiente máxima                                 | 3°                                                                            |
| Radio de giro                                    | ≤ 140 cm                                                                      |
| Tipo de motor                                    | 180 W 24 V (sin escobillas)                                                   |
| Ruedas delanteras                                | 7" macizas con llantas de<br>magnesio                                         |
| Ruedas traseras                                  | 7" macizas con llantas de<br>magnesio                                         |
| Batería                                          | De litio 10.4 Ah 25,9 V<br>1 unidad                                           |
| Cargador                                         | 29,4V 2A                                                                      |
| Certificados                                     | Fabricados según estándares<br>ISO 9001, Marcado CE,<br>REACH, RoHS y EN12184 |

| Garantía |         |
|----------|---------|
| Equipo   | 2 años  |
| Batería  | 6 meses |